


Rollator extra maniobrable DELTA

ref: AD240

<https://www.ayudasdinamicas.com/p/rolators/caminador-extra-maniobrable-delta>



Rollator de tres ruedas diseñado especialmente para maniobrar en espacios reducidos. Con un radio de giro mínimo puede girar sobre sí mismo incluso en pasillos estrechos. Los puños son graduables de altura y llevan frenos para controlar mejor la marcha.



Ligero y fácil
de plegar.

Solo pesa 6 Kg.



AyudasDinámicas®

Productos para una mayor independencia

Incorpora una práctica bolsa para llevar objetos de manera más discreta si los desplazamientos son en el exterior. Se pliega muy fácilmente para guardarlo por ejemplo tras una puerta, o facilitar su transporte.

6

100

Tabla de medidas y modelos

Modelo	Ancho total	Altura puños	Longitud total	Ruedas
AD240	69 cm	de 82 a 93 cm	59 cm	200 mm

